

DR.C 医薬
 ハイドロ銀チタン[®]マスク

ふつう サイズ
3枚入

+4 花粉対策

分解力 レギュラー



Hyd[AgTiO₂]

医師が考えたハイドロ銀チタン[®]マスク

花粉^{*}を
水に変えるマスク

※花粉の中のタンパク質を分解

花粉の季節の日常使い・予防に
 ニオイのタンパク質を分解するので数日間使用可能です。



長時間つけても、耳が痛くなりにくい
 やわらか無痛ひも(耳かけゴム)採用

細菌・ウイルス・黄砂・
 PM2.5 防御フィルター

[ハイドロ銀チタン[®]製品ラインナップ] 用途にあわせて濃度を変えております。

分解力	くもり止め付	ラインナップ	用途	交換目安
強 +10	×	花粉 [*] ・ハウスダスト [®] 対策[超分解]	花粉・ハウスダストが多い場所での速やかな対策	1~7日間
+6	○	花粉 [*] ピーク対策[ストロング]	花粉ピーク時のスポーツ・受験時等の使用	1~5日間
+5	○	ハウスダスト [®] 対策	清掃時のハウスダスト・花粉対策	1~5日間
+4	○	花粉 [*] 対策[レギュラー]	花粉の季節の日常使い・予防	1~3日間

●+4・+5・+6・+10は、ハイドロ銀チタン[®]の濃度を示しています。●交換目安は環境・条件によって変化します。※花粉・ハウスダスト・カビ・汗・ニオイ・タンパク質の種類・量によっては分解できないものもあり、使用環境によって効果は異なります。

特許第5995100号

マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。

Hyd[AgTiO₂]
ハイドロ銀チタン®


ハイドロ銀チタン®(Hyd[AgTiO₂])
 テクノロジーは、約1,000の病院の
 空気清浄機フィルターに使用されて
 いる技術です。

防御フィルターでPM2.5もブロック
ハイドロ銀チタン® マスク

フィルター性能

PFE: 平均99% (0.1µm微粒子捕集効率試験)[※]
 BFE: 平均99% (バクテリア飛沫捕集効率試験)[※]
 VFE: 平均99% (ウイルス飛沫捕集効率試験)[※]
 花粉粒子: 平均99% (花粉捕集効率試験)[※]

※試験機関: 一般財団法人 カケンテストセンター



ウイルス・細菌・
 黄砂・PM2.5
 防御フィルター

ハイドロ銀チタン®
 テクノロジー

花粉・ハウスダストのタンパク質を水に変える



ブランド維持のため、特殊印刷により
 文字の位置・濃淡は商品によって異なります。

医師の新しい発想で生まれたハイドロ銀チタン®(Hyd[AgTiO₂])テクノロジーは、花粉/ハウスダスト/カビ等のタンパク質や、汗※/ニオイ※/不衛生タンパク質を分解して水に変える、DR.C医薬独自のクリーン技術です。

※汗・ニオイのタンパク質を分解

使用方法 ● マークがある方が外側です。

1



上下裏表を確認して
 ノーズフィッターを
 鼻の形に合わせます。

2



顔の大きさに
 合わせて
 プリーツを上下に
 広げます。

⚠ 注意事項

- 1日の最大連続使用時間は12時間以内を目安にしてください。
- 分解力による刺激で、頬・皮膚・口唇部のしびれや赤味・ヒリヒリ感を感じる場合があります。その際は使用を一時的に中止すると改善しますが、再利用により刺激が悪化する場合は、使用を中止してください。
- ハイドロ銀チタン®は、光が無くても作用する触媒ですが、その性質上、光が当たると機能が上がります。それに伴い、時間経過によりマスクに色調変化が出現することがありますが、機能には問題なくお使いいただけます。
- 目の中に入れてください。
- 乳幼児・喘息様症状のある方は使用をお控えください。
- 洗濯は分解力が低下しますのでお控えください。
- 本品は有害な粉塵やガス等が発生する場所での使用や、それを防ぐ目的には使用できません。
- 火気のそばでの使用はお控えください。



安心カルテ
 登録ページへ

保管上の注意

■高温・多湿・直射日光・水気を避けて保管してください。■乳幼児の手の届かないところに保管してください。

品質表示

品名	マスク(花粉を水に変えるマスク)ふつうサイズ	対象	かぜ・花粉・ホコリ・ハウスダスト等
素材	本体・フィルター(ポリプロピレン・ポリエステル)・耳かけゴム(ポリウレタン)・ノーズフィッター(ポリエチレン)		
入数	3枚入	サイズ	約160mm×95mm
		包装材	ポリプロピレン・アルミ

販売元 DR.C医薬株式会社 東京都新宿区西新宿6-2-3
 問い合わせ先 TEL:03-3340-1979 (受付時間:月~金(祝日除く)9:00~17:00)
<http://www.drciyaku.jp>

MADE IN CHINA ハイドロ銀チタン®フィルター部分はDR.C医薬(株)にて、日本で生産しております。



外装: PP, アルミ Lot.No. SH-1127



4 573407 430207

160+401