

DR.C 医薬

ハイドロ銀チタン®マスク

ハイドロ銀チタン®配合

ふつうサイズ

5枚入

Hyd[AgTiO₂]

医師が考えた
新しい発想のマスク

花粉を 水に変えるマスク


ハイドロ銀チタン® (Hyd[AgTiO₂])テクノロジーは、光触媒を進化させた、光のいらない触媒です。花粉/ハウスダスト/カビ等のタンパク質や、汗/ニオイ/ハナミズ/不衛生タンパク質を分解して水分子に変える画期的なクリーン技術です。



KAFUN
花粉対策



OUTDOOR
屋外




HOUSE DUST
ハウスダスト対策



HANAMIZU
鼻水対策

長時間つけても、耳が痛くなりにくい
やわらか無痛ひも(耳かけゴム)採用

ハイドロ銀チタン®(Hyd[AgTiO₂])テクノロジーは、約1000の病院の空気清浄機フィルターに使用されている技術です。



Hyd[AgTiO₂] ハイドロ銀チタン®

ハイドロ銀チタン®(Hyd[AgTiO₂])
テクノロジーは、約1000の病院
の空気清浄機フィルターに使用
されている技術です。

PM2.5も99%ブロック


ハイドロ銀チタン®フィルター

マスクは感染を完全に防ぐものではありません。

フィルター性能

PFE:平均99%(0.1um微小粒子捕集効率試験)
BFE:平均99%(バクテリア飛沫捕集効率試験)
VFE:平均99%(ウイルス飛沫捕集効率試験)
花粉粒子:平均99%(花粉捕集効率試験)

※試験機関:一般財団法人 カンテスタセンター



使用方法

マスクの機能を最大限に発揮するため、やわらか集痛ひも(耳かけゴム)が取り付けられている面を顔側にしてマスクを装着してください。

1



上下裏表を確認して
ノーズフィッターを鼻の
形に合わせます。
※やわらか集痛ひも(耳かけゴム)が、
取り付けてある面が顔側です。

2



顔の大きさに
合わせてブリーツを
上下に広げます。

使用上の注意

- 本品は直射日光・照明の影響で変色する場合がございますが、品質に問題はございません。
- 本品は有害な粉塵やガス等が発生する場所でのご使用や、それを防ぐ目的には使用できません。
- 肌や鼻に異常がある場合や、かゆみ・かぶれ・発疹等の症状があらわれた時はただちに使用を中止し医師にご相談ください。
- ニオイで気分が悪くなった場合には、ご使用を中止してください。
- 衛生面・機能面から、1日1枚のご使用をおすすめします。

保管上の注意

- 高温、多湿、直射日光、水気を避けて保管してください。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。

品質表示

品名	ハイドロ銀チタン®マスク ふつうサイズ	対象	かぜ・花粉・ホコリ・ハウスダスト等
素材	本体・フィルター(ポリプロピレン、ポリエステル)、耳かけゴム(ポリウレタン)、ノーズフィッター(ポリエチレン)		
入数	5枚入	サイズ	約160mm×95mm
		包装材	ポリプロピレン・アルミ

販売元 DR.C 医薬株式会社 東京都新宿区西新宿 6-2-3

問い合わせ先 TEL:03-3340-1979 (受付時間:月~金(祝日除く)9:00~17:00)

http://www.dr.ciyaku.jp

MADE IN CHINA

ハイドロ銀チタン®フィルター部分は DR.C 医薬(株)にて、
日本で生産しております。



外装: PP, アルミ Lot.No.



4 573407 430030